

BIOPRESS™ 培養プレート

Flexcell Compression Plus システム用 フレキシブルボトム培養プレート

- FX-4000C Compression Plus システムに用い、プレート各ウェルに付いた圧盤(プラテン)とピストンの間に挿入された組織サンプルあるいは細胞包埋したゲル3-D構造を圧縮変形します。
- 発泡スチロール輪のホルダーにより、試料は各ウェルの中心部に保持されます。
- プレートはすべて滅菌済みです。
- 個別にまたは40枚入りケースでお求め下さい。



オーダーインフォメーション (価格はすべて円で表示)

カタログ 番号	製品名/品目名	標準価格 (40枚/函)	標準価格 (単品 最少限8枚)
BF-3000C	BioPless 圧縮培養プレート		