


CULTURE SLIPS®

カルチャースリップ

細胞付着性、表面処理したスライドガラスとカバーガラス

- サイズは2種：75mm × 25mm × 1.0mm (Streamer、FlexFlow 用)、75mm × 24mm × 0.2mm (FlexFlow 用のみ)
- サイズ25mm × 75mm × 1.0mm のスリップには幅1.0mm のテフロン製の縁が付き、流れ刺激下での培養細胞増殖域を制限します。
- 低蛍光ガラスです。
- 細胞外マトリックス処理で細胞付着が増進されます。
- 表面処理：アミノ基、コラーゲン(I型、IV型)、エラスチン、プロネクチン(RGD)、ラミニン(YIGSR)
- 滅菌済み、一回即時使用に便利な2枚一組パッケージです。



オーダーインフォメーション (価格はすべて円で表示)

75mm × 25mm × 1.0mm、Streamer または FlexFlow 用

カタログ番号	製品名/品目名	標準価格 (36枚/函)	標準価格 (6枚入パック)
CS-U	カルチャースリップ— 表面無処理		
CS-A	カルチャースリップ— アミノ基		
CS-C	カルチャースリップ— I型コラーゲン		
CS-C(IV)	カルチャースリップ— IV型コラーゲン		
CS-E	カルチャースリップ— エラスチン		
CS-P	カルチャースリップ— プロネクチン		
CS-L	カルチャースリップ— ラミニン		

75mm × 24mm × 0.2mm、FlexFlow 用のみ

カタログ番号	製品名/品目名	標準価格 (36枚/函)	標準価格 (6枚入パック)
FFCS-U	カルチャースリップ— 表面無処理		
FFCS-A	カルチャースリップ— アミノ基		
FFCS-C	カルチャースリップ— I型コラーゲン		
FFCS-C(IV)	カルチャースリップ— IV型コラーゲン		
FFCS-E	カルチャースリップ— エラスチン		
FFCS-P	カルチャースリップ— プロネクチン		
FFCS-L	カルチャースリップ— ラミニン		

製品はすべてFlexcell® International Corporationの登録商標です。

800-728-3714
www.flexcellint.com