

Flex 细胞培养板系列 FLEX SERIES CULTURE PLATES



■ **Flex III细胞培养板**
Flex III Culture Plates

产品特征：

- 单孔圆形，孔径 83 mm。
- 培养板底部由聚苯乙烯制作，上面附有硅胶表层，适合单一细胞大面积生长。
- 五种不同包被的培养表面：Amino--氨基包被，Collagen --胶原蛋白包被（I型或者IV型），Elastin--弹性蛋白包被，ProNectin(RGD)--纤维结合素包被，Laminin (YIGSR)--层粘连蛋白包被，Untreated--无包被，可以根据自己的需要进行包被处理。

定货信息	
产品编号	英文名称
P-1003U	Flex III Untreated Culture Plate
P-1003A	Flex III Amino Culture Plate
P-1003C (Type I)	Flex III Collagen Culture Plate
P-1003E	Flex III Elastin Culture Plate
P-1003P	Flex III ProNectin Culture Plate
P-1003L	Flex III Laminin Culture Plate