

FLEX シリーズ 培養プレート

Flex III™ 培養プレート

細胞の予備増殖用ディッシュ
弾性材基底表面

- ポリスチレン基底面を弾性メンブレンで被覆した、直径83 mm 単穴プレートです。
- 細胞を一括増殖後に、Flex I あるいは Flex II 培養プレートに分離移植できます。
- プラスチックからマトリックス結合型弾性培養面へ移植時の基質変化による細胞へのショックを避けることができます。
- 表面処理：アミノ基、コラーゲン（I 型、IV 型）、エラスチン、プロネクチン(RGD)、ラミニン(YIGSR)



オーダーインフォメーション（価格はすべて円で表示）

カタログ 番号	製品名/品目名	標準価格 (50枚/函)	標準価格 (単品 最少限8枚)
P-1003U	Flex III 培養プレート— 表面無処理		
P-1003A	Flex III 培養プレート— アミノ基		
P-1003C	Flex III 培養プレート— I型コラーゲン		
P-1003C(IV)	Flex III 培養プレート— IV型コラーゲン		
P-1003E	Flex III 培養プレート— エラスチン		
P-1003P	Flex III 培養プレート— プロネクチン		
P-1003L	Flex III 培養プレート— ラミニン		