


STAGEPRESSER™ メンブレン

StagePresser 装置用、フレキシブルな細胞培養面

- Flexcell Compression Plus に適合させます。
- メンブレンに付いたアクリル製ピストンが StagePresser 装置上の固定圧盤に対して加圧され、組織サンプルあるいは細胞包埋したゲル3-D構造を圧縮変形します。
- 発泡スチロール輪のホルダーにより、試料はメンブレン中心部に保持されます。
- メンブレンは培養ディッシュに入って滅菌済み個別包装されています。



オーダーインフォメーション（価格はすべて円で表示）

カタログ番号	製品名/品目名	標準価格
SPM-3000	StagePresser メンブレン（ピストン、ホルダー）	