

Surflex 细胞培养板系列 SURFLEX® SERIES CULTURE PLATES

产品简介:产品底部由聚苯乙烯制作而成,具有良好的透明度,无毒,无菌,产品可分为两大类: Surflex I 细胞培养板和Surflex II 细胞培养板。

所有产品均经过灭菌处理,独立包装,仅供一次性使用。

■ Surflex I 细胞培养板 Surflex I Culture Plates



产品特征:

- 6孔圆形,孔径25mm。
- 孔板底部由聚苯乙烯制作而成。
- 五种不同包被的培养表面: Amino--氨基包被, Collagen--胶原蛋白包被 (I型或者 IV型), Elastin--弹性蛋白包被, ProNectin(RGD)--纤维结合素包被, Laminin (YIGSR)--层粘连蛋白包被, Untreated--无包被。

定货信息

产品编号	英文名称
P-1005U	Surflex I Untreated Culture Plate
P-1005A	Surflex I Amino Culture Plate
P-1005C (Type I)	Surflex I Collagen Culture Plate
P-1005E	Surflex I Elastin Culture Plate
P-1005P	Surflex I ProNectin Culture Plate
P-1005L	Surflex I Laminin Culture Plate

产品特征:

- 单孔圆形,孔径83 mm。
- 孔板底部由聚苯乙烯制作而成。
- 五种不同包被的培养表面: Amino--氨基包被,
- Collagen --胶原蛋白包被, Elastin--弹性蛋白包被, ProNectin (RGD)--纤维结合素包被, Laminin (YIGSR)--层粘连蛋白包被, Untreated--无包被, 可以根据自己的需要进行包被处理。

■ Surflex II 细胞培养板 Surflex II Culture Plates



定货信息

产品编号	英文名称
P-1004U	Surflex II Untreated Culture Plate
P-1004A	Surflex II Amino Culture Plate
P-1004C (Type I)	Surflex II Collagen Culture Plate
P-1004E	Surflex II Elastin Culture Plate
P-1004P	Surflex II ProNectin Culture Plate
P-1004L	Surflex II Laminin Culture Plate